



NON-CONTACT

Forehead IR Thermometer

Ideal para Detectar rápidamente Temperatura Corporal Elevada

El Termómetro Infrarrojo 830 de Testo es ideal para la revisión y monitoreo de temperatura en la piel. Este termómetro infrarrojo de medición a distancia está diseñado para eliminar la necesidad de tener contacto con las personas a las que se les está realizando la medición de temperatura. La Distancia Óptima de medición es entre 5 y 15 cms (1.9-5.9"). Con una rápida respuesta de tan solo 0.5 segs., el usuario solo presiona el disparador y lee la temperatura sobre el display de LCD integrado en el IR 830.

Nota: Este termómetro está dirigido al monitoreo de una potencial temperatura elevada en la piel. No sustituye a un termómetro médico en la que la exactitud de la temperatura corporal se requiere para un diagnóstico y posible tratamiento.



Medición en °C/°F



Respuesta rápida de medición
0.5 segs.



Pointer Laser



Distancia óptima de medición
5 a 15 cms (1.9 a 5.9")



Técnica de No-Contacto
reduce el potencial riesgo de
contagios



Backlit Display con función
de valores min./max.




Presione el disparador y lea
la temperatura



Alarma visual y audible



Batería de 9V / 15 hrs



Dimensiones 190x 75 x 38
mm / Peso 200 gr.



www.ga.com.mx

HEADQUARTERS CANCUN QR. MEXICO

Av. Kabah Mz 3 Lt 4 "A" PB
SM 17
Cancún, Quintana Roo
CP 77505
Phone +52 (998) 881 2700

MEXICO CITY OFFICE

Viena #90
Colonia del Carmen Coyoacan
C.P. 04100
Mexico, D.F.
Phone +52 (998) 881 2700

SAN JUAN, PUERTO RICO OFFICE

300 Ave. Felisa Rincon Suite 8
Las Vistas Shopping Village
00926-5970 San Juan PR
Puerto Rico
Phone +1 (787) 761 3678

PANAMA CITY, PANAMA OFFICE

Ave. Balboa, Torre P.H. Bicsa,
Edificio Star Bay, Piso 29 Local 08
Panamá, República de Panamá
Phone (507) 282 0180